


AUTOFILLER

Sistema di caricamento automatico di farmaci

AUTOFILLER

Pompa peristaltica lineare a circuito chiuso per il caricamento automatico di farmaci e liquidi per diverse tipologie di contenitore. Grazie alla bilancia integrata consente un doppio sistema di controllo volume/peso per rendere la procedura di caricamento più precisa e più sicura.




Caratteristiche



AutoFiller



Bilancia elettronica integrata



Set infusivo

Codice

AFR-100

AFS-100

Descrizione

AutoFiller e Bilancia elettronica integrata

Set monovia (confezione 50 unità)