

# AUTOFUSER

## Sistema infusionale elastomerico a flusso fisso


### AutoFuser

*AutoFuser è un sistema elastomerico a flusso fisso, estremamente efficace nel controllo del dolore post-operatorio grazie all'ampio range di flussi e volumi disponibili. È la miglior soluzione per il trattamento del dolore acuto e cronico.*



### Applicazioni Post-Operatorio – Terapia del Dolore – Terapia Domiciliare

### Caratteristiche parte anteriore



Clip di aggancio paziente

Scala graduata per una miglior valutazione dell'infusione

Tappo di chiusura della valvola di riempimento

Valori di volume e velocità di flusso stampati sull'involucro della pompa



Filtro valvola di riempimento da 150  $\mu$ m per l'eliminazione del particolato in fase di caricamento

## Caratteristiche parte posteriore



Etichetta per dati Paziente e/o Farmaco  
comprensiva di Lotto di produzione

Dati produttore

## Caratteristiche linea infusiva



Filtro debollatore in linea da 1,2 micron



Cappuccio terminale con filtro idrofobo, da non rimuovere in  
fase di priming  
Eliminando l'aria senza far passare il liquido

## Vantaggi

- ✓ *Ergonomico design circolare, piccole dimensioni e peso contenuto*
- ✓ *Involucro rigido e trasparente per una miglior visualizzazione dell'infusione*
- ✓ *Latex, Ftalati e DEHP Free*
- ✓ *Deflussore antingincchiamento*
- ✓ *Filtro debollatore in linea da 1,2  $\mu$ m*
- ✓ *Valvola di riempimento unidirezionale e antireflusso*
- ✓ *Clamp amovibile*
- ✓ *Scheda Tecnica riportante tutti i volumi e le velocità disponibili*

## Confezionamento

**10 pezzi**