


EVOLUTION - *La nuova generazione di aghi*



The most common peripheral nerve block are:



1. Supraclavicular brachial plexus



2. Subclavicular brachial plexus




3. Axillary brachial plexus



4. Radial nerve block



5. Ulnar nerve block



6. Sciatic nerve block



7. Femoral nerve Block



8. Subgluteal sciatic nerve block



9. Popliteal sciatic nerve



10. Saphenous nerve block



11. Peroneal Nerve block



12. Tibial Nerve block

Visita il canale Youtube per vedere i video informativi relativi ai blocchi summenzionati.

Perchè **EVOLUTION** è la scelta migliore per i blocchi dei nervi periferici sotto ultrasuoni?

EVOLUTION rappresenta una versione migliorata degli aghi per Ultrasuoni **USC, USB e Ibridi** di **Temena Group**.


Questi aghi sono stati progettati specificamente per la ricerca delle guaine dei nervi muscolari così da potersi vedere chiaramente sullo schermo dell'ecografo, grazie a un migliore trattamento della superficie dell'ago appositamente progettato e con punte ad angolatura di **20° o 30°**.

Questa tecnica ha dimostrato di essere un'alternativa alla stimolazione dei nervi periferici.



Impugnatura USC & USB

L'impugnatura ergonomica degli aghi USB e USC è progettata in maniera tale da evitare perdite di liquidi



Impugnatura ago Ibrido

L'impugnatura dell'ago ibrido ingloba la linea di connessione e il tubo di infusione per la somministrazione del farmaco garantendo la massima sicurezza.

Quali sono le caratteristiche vantaggiose dell'utilizzo dell'ago **EVOLUTION**?

- 1** Gli aghi Evolution con bisello da **30° o 20°** permettono l'ingresso dell'ago nella cute con facilità.
- 2** **Alta visibilità** in diverse angolazioni e profondità (**360°**)
- 3** **Marcatura centimetrata**
- 4** **Facilità di penetrazione**
- 5** Visualizzazione diretta del posizionamento dell'ago e della diffusione dell'anestetico locale
- 6** Elevato successo e sicurezza nella ricerca dei blocchi nervosi





USC - EVOLUTION 20°

REF-NR	MISURA	LUNGHEZZA	LINEA DI ESTENSIONE PVC	UNITÀ/ SCATOLA
USC050-22	22 G	50 mm	600 mm	10
USC070-22	22 G	70 mm	600 mm	10
USC080-22	22 G	80 mm	600 mm	10
USC090-21	21 G	90 mm	600 mm	10
USC100-21	21 G	100 mm	600 mm	10
USC120-21	21 G	120 mm	600 mm	10



USB - EVOLUTION 30°

REF-NR	MISURA	LUNGHEZZA	LINEA DI ESTENSIONE PVC	UNITÀ/ SCATOLA
USB050-22	22 G	50 mm	600 mm	10
USB070-22	22 G	70 mm	600 mm	10
USB080-22	22 G	80 mm	600 mm	10
USB090-21	21 G	90 mm	600 mm	10
USB100-21	21G	100 mm	600 mm	10
USB120-21	21 G	120 mm	600 mm	10



IBRIDI 20° - EVOLUTION

REF-NR	MISURA	LUNGHEZZA	UNITÀ/ SCATOLA
EH035-22	22 G	35 mm	10
EH055-22	22 G	55 mm	10
EH095-21	21 G	95 mm	10
EH125-21	21 G	125 mm	10
EH150-21	21 G	150 mm	10



IBRIDI 30° - EVOLUTION

REF-NR	MISURA	LUNGHEZZA	UNITÀ/ SCATOLA
EHB055-22	22 G	55 mm	10
EHB095-21	21 G	95 mm	10



TEMENA SRL

Tel.: +39 0331 611 651

Fax.: +39 0331 615 265

info@temena.it

www.temena.com

