

Ace Wing Grip

Sistemi di ancoraggio
per linee infusionali




Linea AceGrip

Sistemi di ancoraggio per linee infusionali


Caratteristiche:

- Prevenzione dislocamenti dispositivi medici
- Facile applicazione
- Ottima tenuta tramite adesivo/velcro/cinturino regolabile
- Traspirante e impermeabile, esente da parti rigide, atraumatico
- Modelli specifici per ogni applicazione




Ace Grip

Modello valido per accessi vascolari; applicabile a cateteri con diametro piccolo/medio/grande




Ace Grip per PICC

Modello utilizzato per il fissaggio di cateteri venosi centrali e ad inserimento periferico (PICC)




Ace Grip Levin

Modello utilizzato per l'ancoraggio di sondini naso-gastrici




Ace Grip Levin Plus

Prodotto unico per l'ancoraggio di sondini naso-gastrici tramite cinturino regolabile; disponibile nelle misure Large, Small e Pediatric



Ace Lock Catetere Epidurale

Prodotto unico per l'ancoraggio di cateteri epidurali con loop di salvataggio in caso di trazione del catetere



Ace Lock Plus


dispositivo di ancoraggio per accessi venosi con fenestratura centrale trasparente e loop di salvataggio in caso di trazione del deflussore

Linea WingGrip

Sistemi di ancoraggio per linee infusionali con fissaggio in silicone


Caratteristiche:

- Prevenzione dislocamenti dispositivi medici
- Semplice sistema di chiusura in silicone
- Traspirante e impermeabile
- Tenuta sicura
- Modelli specifici per ogni applicazione




Wing Grip CVC

Dispositivo di fissaggio richiudibile per cateteri CVC e PICC con range tra 7 e 8.5 Fr







Wing Grip I.V.

Sistema di fissaggio richiudibile indicato per cateteri I.V. (intravenosi generici) con range tra 16 e 24G; comprensivo di due ulteriori strip adesive più ampie



Wing Grip Foley

Dispositivo indicato per il fissaggio richiudibile di cateteri Foley con range tra 6 e 26Fr; compatibile con cateteri a 2 vie. Innovativo sistema basculante che favorisce il movimento del catetere

Dispositivo	Descrizione	Codice
	Ace Grip per uso universale – Large	06500010
	Ace Grip per uso universale – Medium	06500020
	Ace Grip per uso universale – Small	06500030
	Ace Grip for PICC – Medium	06500020-PI
	Ace Grip for PICC – Small	06500030-PI
	Ace Grip Levin per sondino naso-gastrico	065000040
	Ace Grip Levin per sondino naso-gastrico – Pediatric	065000041
	Ace Grip Levin Plus per sondino naso-gastrico - Large	06500110
	Ace Grip Levin Plus per sondino naso-gastrico - Small	06500130
	Ace Grip Levin Plus per sondino naso-gastrico - Pediatric	06500140
	Ace Lock Catetere Epidurale	06300010
	Ace Lock Plus Catetere I.V.	06500050
	Wing Grip CVC	OAGB0000IT4
	Wing Grip I.V.	OLPZ0000IT8
	Wing Grip Foley	OAGA0000IT5

Importato da:
TSS Medical

Tecnica Scientifica Service s.r.l.
Tel 0112473839
www.tssmedical.com
Info@tssmedical.com

Produttore

ACEMEDICAL

3F, Bomon-Road 61,
Seongbuk-ku, Seoul, Korea
Tel +82.2.920.0001 Fax +82.2.922.9319
[Http://www.ace-medical.com](http://www.ace-medical.com)